



Drogendiagnostik

Drogen Einzeltests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Drogentests sind in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Drogenkliniken, Vollzugsanstalten und Unternehmen zum Medikamenten- und Drogennachweis vorgesehen.

Alle Drogentests wie auch der Urin Manipulationstest dienen dem schnellen und qualitativen Nachweis von Drogen und Medikamenten bzw. der Manipulationen im humanen Urin.



Ihre Vorteile im Überblick

- Qualitatives Ergebnis in **5 Minuten**
- Kostenoptimierte Lösungen mit einzelnen Drogentests
- Große Auswahl aller gängigen Drogen- und Medikamentenparameter
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Drogen Einzeltests

Parameter			Artikelnummer			Abrechnungsziffer	
Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	Streifen (10 Stück)	Streifen in der Dose (25 Stück)	Kassetten (10 Stück)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	0271001 [✓]	0271001SP [✓]	0270001 [✓]	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	0271002 [✓]	0271002SP	0270002	32141	4153
Benzodiazepine	BZD	300	0271003 [✓]	0271003SP [✓]	0270003 [✓]	32142	4154
Kokain	COC	300	0271004 [✓]	0271004SP [✓]	0270004	32144	4158
Cannabinoide	THC	50	0271005 [✓]	0271005SP [✓]	0270005 [✓]	32143	4155
Morphine	MOR	300	0271006 [✓]	0271006SP [✓]	0270006	32146	4172
Methamphetamine	MET	1000	0271007 [✓]	0271007SP	0270007	32140	4151
Methadon	MTD	300	0271008 [✓]	0271008SP	0270008	32145	4168
Phencyclidine	PCP	25	0271009	0271009SP	0270009	32147	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	0271010	0271010SP	0270010 [✓]	32140	4182
Opiate 2000	OPI 2000	2000	0271011	0271011SP	0270011	32146	4172
Ecstasy	MDMA	500	0271012 [✓]	0271012SP	0270012	32140	4151
Buprenorphine	BUP	10	0271013 [✓]	0271013SP	0270013 [✓]	32137	4182
EDDP	EDDP	100	0271014	0271014SP [✓]	0270014	32145	4182
Oxycodone	OXY	100	0271015 [✓]	0271015SP	0270015	32146	4172
Amphetamine 300	AMP 300	300	0271016	0271016SP	0270016	32140	4151
Propoxyphene	PPX	300	0271017	0271017SP	0270017	32030	4182
Tramadol	TML	100	0271018 [✓]	0271018SP	0270018	32030	4182
Fentanyl	FYL	20	0271019 [✓]	0271019SP	0270019	32030	4182
Cannabinoide 25	THC 25	25	0271160 [✓]	0271160SP	0270160	32143	4155
Spice	K2	50	0271161 [✓]	0271161SP	0270161	32030	4182
Ketamine	KET	1000	0271162 [✓]	0271162SP	0270162	32030	4182
Cotinin	COT	200	0271163	0271163SP	0270163	32030	4182
Methaqualon	MQL	300	0271164	0271164SP	0270164	32030	4182
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	0271165	0271165SP	0270165 [✓]	32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	0271166	0271166SP	0270166	32030	4182
Zolpidem	ZOL	50	0271167 [✓]	0271167SP	0270167	32030	4182
LSD	LSD	50	0271168 [✓]	0271168SP	0270168	32030	4182
Pregabalin	PGB	2000	0271169	0271169SP	0270169	32030	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	0271200	0271200SP	0270200 [✓]	32030	4182

[✓] Artikel ist Lagerware!

Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und Cut-Offs für Urintests. Weitere Tests sind auf Anfrage erhältlich.

UrinManipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Kreatinin (CE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	0270000						