



Drogendiagnostik

Drogen Einzeltests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Drogentests sind in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Drogenkliniken, Vollzugsanstalten und Unternehmen zum Medikamenten- und Drogennachweis vorgesehen.

Alle Drogentests wie auch der Urin Manipulationstest dienen dem schnellen und qualitativen Nachweis von Drogen und Medikamenten bzw. der Manipulationen im humanen Urin.



Ihre Vorteile im Überblick

- Qualitatives Ergebnis in **5 Minuten**
- Kostenoptimierte Lösungen mit einzelnen Drogentests
- Große Auswahl aller gängigen Drogen- und Medikamentenparameter
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Drogen Einzeltests

Parameter			Artikelnummer			Abrechnungsziffer	
Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	Streifen (10 Stück)	Streifen in der Dose (25 Stück)	Kassetten (10 Stück)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	0271001	0271001SP	0270001	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	0271002	0271002SP	0270002	32141	4153
Benzodiazepine	BZD	300	0271003	0271003SP	0270003	32142	4154
Kokain	COC	300	0271004	0271004SP	0270004	32144	4158
Cannabinoide	THC	50	0271005	0271005SP	0270005	32143	4155
Morphine	MOR	300	0271006	0271006SP	0270006	32146	4172
Methamphetamine	MET	1000	0271007	0271007SP	0270007	32140	4151
Methadon	MTD	300	0271008	0271008SP	0270008	32145	4168
Phencyclidine	PCP	25	0271009	0271009SP	0270009	32147	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	0271010	0271010SP	0270010	32140	4182
Opiate 2000	OPI 2000	2000	0271011	0271011SP	0270011	32146	4172
Ecstasy	MDMA	500	0271012	0271012SP	0270012	32140	4151
Buprenorphine	BUP	10	0271013	0271013SP	0270013	32137	4182
EDDP	EDDP	100	0271014	0271014SP	0270014	32145	4182
Oxycodone	OXY	100	0271015	0271015SP	0270015	32146	4172
Tramadol	TML	100	0271018	0271018SP	0270018	32030	4182
Fentanyl	FYL	20	0271019	0271019SP	0270019	32030	4182
Cannabinoide 25	THC 25	25	0271160	0271160SP	0270160	32143	4155
Spice	K2	50	0271161	0271161SP	0270161	32030	4182
Ketamine	KET	1000	0271162	0271162SP	0270162	32030	4182
Cotinin	COT	200	0271163	0271163SP	0270163	32030	4182
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	0271165	0271165SP	0270165	32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	0271166	0271166SP	0270166	32030	4182
Zolpidem	ZOL	50	0271167	0271167SP	0270167	32030	4182
LSD	LSD	50	0271168	0271168SP	0270168	32030	4182
Pregabalin	PGB	2000	0271169	0271169SP	0270169	32030	4182
Tilidin	TLD	50	0271170	0271170SP	0270170	32030	4182
Methylphenidate	MPD	1000	0271171	0271171SP	0271071	32030	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	0271200	0271200SP	0270200	32030	4182
Gammahydroxybuttersäure	GHB	10000	0271201	0271200SP	0270201	32030	4182

Artikel ist Lagerware / Artikel ist keine Lagerware!

Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und Cut-Offs für Urintests.

Weitere Tests, wie Methaqualon, Methylphenidate, Propoxipene, Zopiclon etc., sind auf Anfrage erhältlich.

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Kreatinin (CE)	Nitrin (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	0270000						