



Drogendiagnostik

Drogen Einzeltests

für die Drogen- und Medikamentendiagnostik.

Drogentests sind in öffentlichen Institutionen, klinischen Laboratorien, Drogenkliniken, Vollzugsanstalten und Unternehmen zum Medikamenten- und Drogennachweis vorgesehen.

Alle Drogentests wie auch der Urin Manipulationstest dienen dem schnellen und qualitativen Nachweis von Drogen und Medikamenten bzw. der Manipulationen im humanen Urin.



Ihre Vorteile im Überblick

- Qualitatives Ergebnis in **5 Minuten**
- Kostenoptimierte Lösungen mit einzelnen Drogentests
- Große Auswahl aller gängigen Drogen- und Medikamentenparameter
- Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement
- Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB

Drogen Einzeltests

Parameter			Artikelnummer			Abrechnungsziffer	
Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	Streifen (10 Stück)	Streifen in der Dose (25 Stück)	Kassetten (10 Stück)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	0271001		0270001	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	0271002			32141	4153
Benzodiazepine	BZD	300	0271003	0271003SP		32142	4154
Buprenorphine	BUP	10	0271013	0271013SP	0270013	32137	4182
Cannabinoide	THC	50	0271005	0271005SP	0270005	32143	4155
Cannabinoide 25	THC 25	25	0271160		0270160	32143	4155
Clonazepam	CLO	300			0270173	32142	4154
Cotinin	COT	200	0271163			32030	4182
Ecstasy	MDMA	500	0271012			32140	4151
EDDP	EDDP	100	0271014	0271014SP		32145	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	0271200		0270200	32030	4182
Fentanyl	FYL	20	0271019			32030	4182
Gammahydroxybuttersäure	GHB	10000			0270201	32030	4182
Ketamine	KET	1000	0271162			32030	4182
Kokain	COC	300	0271004	0271004SP		32144	4158
Kratom	KRA	100	0271174			32030	4182
LSD	LSD	50	0271168			32030	4182
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	0271165		0270165	32030	4182
Methadon	MTD	300	0271008			32145	4168
Methamphetamine	MET	1000	0271007			32140	4151
Methylphenidate	MPD	1000	0271171			32030	4182
Morphine/Opiate	MOR	300	0271006	0271006SP		32146	4172
Opiate 2000	OPI 2000	2000	0271011			32146	4172
Oxycodone	OXY	100	0271015			32030	4182
Phencyclidine	PCP	25	0271009			32147	4182
Pregabalin	PGB	2000	0271169		0270169	32030	4182
Spice	K2	50	0271161			32143	4155
Tilidin	TLD	50	0271170		0270170	32030	4182
Tramadol	TML	100	0271018			32030	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000			0270010	32140	4182
Zolpidem	ZOL	50	0271167			32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	0271166			32146	4172

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und Cut-Offs für Urintests.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Weitere Tests (Methaqualon, Propoxipene, Zopiclon etc.) oder andere Cut-offs sind auf Anfrage erhältlich.

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Kreatinin (CRE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	0270000						