



Immunologische Schnelltests

für die Infektionsdiagnostik, Hormondiagnostik, Präventionsdiagnostik und Kardiologische Diagnostik.

In der medizinischen Versorgung, zum Beispiel in der Notfallmedizin, kommt es sehr häufig auf jede Minute an. Es ist entscheidend, dass das medizinische Fachpersonal binnen kürzester Zeit die richtige Entscheidung direkt vor Ort treffen kann. Mithilfe von immunologischen Schnelltests ist es möglich, virale und bakterielle Erreger schnell zu erkennen. Die Vorteile der Schnelldiagnostik liegen in der einfachen Handhabung, dem geringen Zeitaufwand und einem schnellen Testergebnis. Von der Durchführung bis zur Ergebnisinterpretation vergehen nur wenige Minuten.



Ihre Vorteile im Überblick

- **Schnelle**, **einfache** und **sichere** Ergebnisse innerhalb weniger Minuten
- Ohne Einsatz kostenintensiver Medizintechnik
- Einfach in der Anwendung
- Ergebnisse im eigenen Labor

Immunologische Schnelltests

Infektionsdiagnostik

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
Mononukleose	0270112	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	5 Minuten	1139579
CRP	0230003	20 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	5 Minuten	7500786
CRP	0230003SP	10 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	5 Minuten	7500823
H. Pylori Antikörper	0270113	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	1139361
H. Pylori Antigen	0230007	10 Tests	Kassette	Stuhl	10 Minuten	0473968
RightSign HIV 1.2.0	0250001	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	16332678
Orient Gene HCV	0270155	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	15 Minuten	18783675
RightSign HBsAg	0250003	25 Tests	Kassette	Serum/Plasma	15 Minuten	18783706
RightSign Chlamydia	0270118	25 Tests	Kassette	Abstriche (F/M)/Urin (M)	10 Minuten	1139415
Streptokokken A	0270101	25 Tests	Streifen	Rachenabstrich	5 Minuten	1139421
Streptokokken A	0270102	25 Tests	Kassette	Rachenabstrich	5 Minuten	1139527
Streptokokken B	0230105	25 Tests	Kassette	Vaginal Abstrich	10 Minuten	1139214
Gonorrhoe	0270127	10 Tests	Kassette	Vaginal/Urethral Abstrich	10 Minuten	17929674
Syphilis	0270152	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	1139208
Influenza A+B	0230008	20 Tests	Kassette	Nasen-/Rachenabstrich	10 Minuten	17929645
RSV	0230009	20 Tests	Kassette	Nasen-/Rachenabstrich	10 Minuten	17929668
RSV	0230009SP	10 Tests	Kassette	Nasen-/Rachenabstrich	10 Minuten	17929651
Borreliose	0270114	10 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	17929616

Gynäkologische Diagnostik

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
hCG	0270120	50 Tests	Streifen	Urin	3 Minuten	1139125
hCG	0270121	10 Tests	Kassette	Urin	3 Minuten	1139119
hCG	0270122	20 Tests	Streifen	Urin	3 Minuten	1139094
hCG	0270123	10 Tests	Kassette	Urin/Serum/Plasma	3/5 Minuten	1139088
hCG (10 mIU/ml)	0270124	10 Tests	Kassette	Urin/Serum/Plasma	3/5 Minuten	17929680
LH	0270126	7 Tests	Streifen	Urin	5 Minuten	17929579
PROM	0230106	20 Tests	Kassette	Vaginal Abstrich	5 Minuten	13970415
PROM	0230106SP	10 Tests	Kassette	Vaginal Abstrich	5 Minuten	13970409
PROM	0230107	20 Tests	Streifen	Vaginal Abstrich	5 Minuten	16332589
PROM	0230107SP	10 Tests	Streifen	Vaginal Abstrich	5 Minuten	16332715

Präventionsdiagnostik

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
BTM	0230006	10 Tests	Kassette	Urin	9 Minuten	9504825
FOB	0270111	25 Tests	Kassette	Stuhl	5 Minuten	1139183
RightSign PSA	0270115	25 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	5 Minuten	1886508

Kardiologische Diagnostik

Produkt	Art.-Nr.	Inhalt	Testform	Testmaterial	Testdauer	PZN
hs-CRP	0230004	10 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	5 Minuten	7500763
D-Dimer	0230001	10 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	15 Minuten	5396971
Troponin I semi	0280003	10 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	1564041
Troponin I semi	0280003SP	5 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	1593628
Troponin I quali	0230002	10 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	5397290
Troponin I quali	0230002SP	5 Tests	Kassette	Vollblut/Serum/Plasma	10 Minuten	5397249