



Immunologische Schnelltests

für die Infektionsdiagnostik, Hormondiagnostik, Präventionsdiagnostik und Kardiologische Diagnostik.

In der medizinischen Versorgung, zum Beispiel in der Notfallmedizin, kommt es sehr häufig auf jede Minute an. Es ist entscheidend, dass das medizinische Fachpersonal binnen kürzester Zeit die richtige Entscheidung direkt vor Ort treffen kann. Mithilfe von immunologischen Schnelltests ist es möglich, virale und bakterielle Erreger schnell zu erkennen. Die Vorteile der Schnelldiagnostik liegen in der einfachen Handhabung, dem geringen Zeitaufwand und einem schnellen Testergebnis. Von der Durchführung bis zur Ergebnisinterpretation vergehen nur wenige Minuten.



Ihre Vorteile im Überblick

- **Schnelle**, **einfache** und **sichere** Ergebnisse innerhalb weniger Minuten
- Ohne Einsatz kostenintensiver Medizintechnik
- Einfach in der Anwendung
- Ergebnisse im eigenen Labor

Immunologische Schnelltests

Infektionsdiagnostik

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | Testform | Testmaterial | Testdauer | PZN |
|-----------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|------------|----------|
| Mononukleose | 0270112 | 25 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 5 Minuten | 1139579 |
| CRP | 0230003 | 20 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 5 Minuten | 7500786 |
| CRP | 0230003SP | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 5 Minuten | 7500823 |
| H. Pylori Antikörper | 0270113 | 25 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 1139361 |
| H. Pylori Antigen | 0230007 | 10 Tests | Kassette | Stuhl | 10 Minuten | 0473968 |
| RightSign HIV 1.2.0 | 0250001 | 25 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 16332678 |
| RightSign HCV | 0250002 | 25 Tests | Kassette | Serum/Plasma | 10 Minuten | 16332655 |
| RightSign HBsAg | 0250003 | 25 Tests | Kassette | Serum/Plasma | 15 Minuten | |
| RightSign Chlamydia | 0270118 | 25 Tests | Kassette | Abstriche (F/M)/Urin (M) | 10 Minuten | 1139415 |
| Streptokokken A | 0270101 | 25 Tests | Streifen | Rachenabstrich | 5 Minuten | 1139421 |
| Streptokokken A | 0270102 | 25 Tests | Kassette | Rachenabstrich | 5 Minuten | 1139527 |
| Streptokokken B | 0230105 | 25 Tests | Kassette | Vaginal Abstrich | 10 Minuten | 1139214 |
| Gonorrhoe | 0270127 | 10 Tests | Kassette | Vaginal/Urethral Abstrich | 10 Minuten | 17929674 |
| Syphilis | 0270152 | 25 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 1139208 |
| Influenza A+B | 0230008 | 20 Tests | Kassette | Nasen-/Rachenabstrich | 10 Minuten | 17929645 |
| RSV | 0230009 | 20 Tests | Kassette | Nasen-/Rachenabstrich | 10 Minuten | 17929668 |
| RSV | 0230009SP | 10 Tests | Kassette | Nasen-/Rachenabstrich | 10 Minuten | 17929651 |
| Corona NAb Antikörper | 0240007 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 17929591 |
| Corona IgG/IgM Antik. | 0280002 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 16741543 |
| Borreliose | 0270114 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 17929616 |

Gynäkologische Diagnostik

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | Testform | Testmaterial | Testdauer | PZN |
|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------|----------|
| hCG | 0270120 | 50 Tests | Streifen | Urin | 3 Minuten | 1139125 |
| hCG | 0270121 | 10 Tests | Kassette | Urin | 3 Minuten | 1139119 |
| hCG | 0270122 | 20 Tests | Streifen | Urin | 3 Minuten | 1139094 |
| hCG | 0270123 | 10 Tests | Kassette | Urin/Serum/Plasma | 3/5 Minuten | 1139088 |
| hCG (10 mIU/ml) | 0270124 | 10 Tests | Kassette | Urin/Serum/Plasma | 3/5 Minuten | 17929680 |
| LH | 0270126 | 7 Tests | Streifen | Urin | 5 Minuten | 17929579 |
| PROM | 0230106 | 20 Tests | Kassette | Vaginal Abstrich | 5 Minuten | 13970415 |
| PROM | 0230106SP | 10 Tests | Kassette | Vaginal Abstrich | 5 Minuten | 13970409 |
| PROM | 0230107 | 20 Tests | Streifen | Vaginal Abstrich | 5 Minuten | 16332589 |
| PROM | 0230107SP | 10 Tests | Streifen | Vaginal Abstrich | 5 Minuten | 16332715 |

Präventionsdiagnostik

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | Testform | Testmaterial | Testdauer | PZN |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------|---------|
| BTM | 0230006 | 10 Tests | Kassette | Urin | 9 Minuten | 9504825 |
| FOB | 0270111 | 25 Tests | Kassette | Stuhl | 5 Minuten | 1139183 |
| RightSign PSA | 0270115 | 25 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 5 Minuten | 1886508 |

Kardiologische Diagnostik

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | Testform | Testmaterial | Testdauer | PZN |
|------------------|-----------|----------|----------|-----------------------|------------|---------|
| hs-CRP | 0230004 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 5 Minuten | 7500763 |
| D-Dimer | 0230001 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 15 Minuten | 5396971 |
| Troponin I semi | 0280003 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 1564041 |
| Troponin I semi | 0280003SP | 5 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 1593628 |
| Troponin I quali | 0230002 | 10 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 5397290 |
| Troponin I quali | 0230002SP | 5 Tests | Kassette | Vollblut/Serum/Plasma | 10 Minuten | 5397249 |